




**CBC Penlight –
Ihr zuverlässiges Werkzeug
für präzise Diagnostik.**



**Entdecken Sie das
CBC Penlight!**

Einfach QR-Code scannen
oder mehr erfahren unter
www.kimetec.de



CBC Penlight

**Diagnostikleuchte
mit LED**



Kimetec GmbH
Dornierstr. 27
71254 Ditzingen
Germany

Tel.: +49 (0) 7156 / 17602-200
Fax.: +49 (0) 7156 / 17602-500
E-Mail: info@kimetec.de
www.kimetec.de

P2070002D_2026-02



Effizient, langlebig und präzise

Das CBC Penlight von Kimetec sorgt für präzise Diagnostik mit moderner LED-Technologie – ideal für den medizinischen Alltag und anspruchsvolle Einsätze.

+ Details und Vorteile


- + Medizinprodukt Klasse I
- + Zugelassen für Augen- und Rachendiagnostik
- + CE Kennzeichen dauerhaft gelasert
- + Klassifiziert gemäß DIN EN 62471 „Freie Gruppe“
- + Warmweiße LED – Farbtemperatur 3.000 K
- + Lichtstärke 15.000 - 31.000 mcd (Milli-Candela)
- + Leuchtdauer ca. 100 Stunden
- + Haltbarkeit ca. 100.000 Stunden
- + Kostensparend und umweltfreundlich
- + Moment- und Dauerschaltung möglich
- + AAA Batterien auswechselbar (inkl. zwei Batterien)
- + Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, bruchsicher & stoßfest
- + Gewicht: ca. 50 Gramm, Maße: Länge 142 mm, Ø 11,5 mm
- + Made in Germany



Vielfältige Designs für Ihren Stil


Das CBC Penlight ist in sechs Farben erhältlich und individuell gestaltbar – mit Ihrem Logo als hochwertige Lasergravur.

 schwarz
REF 200201

 silber
REF 200250

 rot
REF 200270

 lila
REF 200280

 blau
REF 200260

 limette
REF 200291



Auch mit Zubehör erhältlich

Spatelhalter
REF 2002

